



 FROOMO

**FROOMO – ВАШ
ПРОВІДНИК НОВОГО**



MicroNeedle Face Roller | 9 in 1

-  Сканування шкіри та персональний гід по догляду
-  Технологія активної регенерації червоним світлом
-  Система стимуляції клітин
-  Технологія усунення дрібних зморшок
-  Детокс-сеанс з рожевим кварцом Spa
-  Ультрагігієнічне глибоке очищення
-  Технологія відновлення та зміцнення шкіри DeepDerma
-  Технологія запобігання забрудненням
-  Технологія охолодження, що надає енергії



GESKE

GERMAN BEAUTY TECH



Корисно знати

Порада 01:



Використовуйте спеціально надану підставку, щоб прикріпити мікроголковий ролик до вашого пристрою. Переконайтеся, що не торкаєтесь голок безпосередньо. Насадка містить 540 голок довжиною 0,3 мм.

Порада 02:

Помістіть охолоджувальний ролик у холодильник на кілька годин перед використанням. Потім прикріпіть його до пристрою, щоб розпочати сеанс.

Порада 03:

Після завершення сеансу обробіть ролик спиртовим спреєм, обертаючи його, щоб переконатися, що всі ділянки покриті. Дайте йому висохнути на повітрі. Потім надіньте кришку на пристрій.




Мікроголкова насадка
відновлення шкіри DeepDerma



Сонічні пульсації
заспокій та розслаблення



Увімкнення/вимкнення
натисніть на 1-2 секунди



Охолоджувальна насадка
оновлення та заряд енергії



Насадка з рожевим кварцом
сйиво та детоксикація

[FROOMO.COM](https://froomo.com)

Опануйте перші кроки

Стимулюйте шкіру за допомогою SmartAppGuided™ MicroNeedle Face Roller | 9 в 1. Цей інноваційний пристрій для краси постачається з мікроголковою насадкою, охолоджувальною головкою та головкою з рожевим кварцом.



Заряджаючий мікроголковий масаж обличчя

Підготовка

Почніть з чистого обличчя без макіяжу. Прикріпіть мікроголкову насадку до пристрою.

Увімкнення

Увімкніть технологію SmartSonic Pulsation, утримуючи кнопку живлення протягом 2 секунд.

Масаж

Поділіть обличчя на чотири квадранти, приділяючи кожній ділянці по 15 секунд. Працюйте вертикальними, горизонтальними та діагональними лініями.

Завершення

Вимкніть пристрій, утримуючи кнопку живлення протягом 2 секунд, і нанесіть сироватку GESKE на обличчя та шию. Дезінфікуйте ролик і очищайте пристрій за допомогою очищувача GESKE після кожного використання.

Детокс-сеанс Спра з рожевим кварцом

Підготовка

Почніть з чистого обличчя без макіяжу. Прикріпіть ролик з рожевим кварцом до пристрою.

Увімкнення

Увімкніть технологію SmartSonic Pulsation, утримуючи кнопку живлення протягом 2 секунд.

Масаж

Прокатуйте пристрій вертикальними рухами по підборіддю та лінії щелепи. Дайте вазі пристрою лягти на обличчя та обережно прокатайте його по ділянках навколо і між очима протягом 15-30 секунд. Нарешті, розташуйте пристрій на лобі та прокатайте його вертикально до лінії росту волосся.

Завершення

Вимкніть пристрій, утримуючи кнопку живлення протягом 2 секунд. Дезінфікуйте ролик і очищайте пристрій за допомогою очищувача GESKE після кожного використання.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ. ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ.

Прочитайте інформацію про безпеку перед першим використанням. Збережіть обидві інструкції для використання.

Ваш продукт на перший погляд

Ваш продукт — це багатofункціональний мікроголковий ролик. Його можна безпечно використовувати до 2 разів на тиждень, максимум 3 рази на тиждень. Будь ласка, не використовуйте частіше. Це обмеження стосується лише найбільш інтенсивної функції пристрою: мікроголкової терапії. Для максимальної безпеки та ідеальних результатів завжди дотримуйтесь персоналізованої рутини догляду за шкірою, створеної в додатку GESKE.

Примітки щодо використання

Перед першим використанням пристрою необхідно повністю прочитати цю брошуру з інформацією про безпеку та короткий посібник користувача. Обидва посібники слід зберегти, оскільки вони містять важливу інформацію щодо безпечного використання, а також технічну та юридичну інформацію. Пристрій є косметичним продуктом для дорослих, а не медичним пристроєм і не має медичних або інших лікувальних властивостей. Використання пристрою також передбачає дотримання короткого посібника користувача, наведених тут попереджень та персоналізованих рекомендацій щодо застосування з додатку GESKE.

Пристрій перезаряджається, що дозволяє зручне бездротове використання. Його необхідно повністю зарядити перед першим виористанням. Все, що вам потрібно, це USB-кабель для зарядки, який входить у комплект. Перше заряджання може тривати до восьми годин. Кабель повинен з'єднатися з двома магнітними контактами на відповідних металевих контактних точках пристрою. Якщо кабель зарядки не приєднується самостійно, підключіть його до живлення та зачекайте. Це активує магнітний ефект, і контакти автоматично з'єднуються. Переконайтеся, що магнітні контакти з'єднуються тільки з контактними точками пристрою, а не з іншими металевими поверхнями.

Технічні характеристики

Матеріали: силікон, ABS, ПН, нержавіюча сталь, смола, рожевий кварц
Температура зберігання: -5 - +60 °C / 23 - 140 °F
Батарея: Li-Ion 3.7V
Ємність батареї: 140 мАг
Максимальний струм зарядки: 140 мА
Напруга зарядки: 5 В
Час зарядки: приблизно 2,5 години
Час роботи залежить від антивованих технологій та інтенсивностей
Інтерфейс: USB
Програми: Вібрація: 1 рівень швидкості, Технологія світлодіодного світла: 1 колір

Продукт не підходить для використання за наступних умов:

Якщо у вас є рак шкіри або передракові стани (актинічний кератоз), або ви страждаєте на геморагічні захворювання (вроджені порушення згортання крові) і/або приймаєте ліки, що впливають на згортання крові, після лазерного лікування або хімічного пілінгу, а також після косметичних або медичних операцій на обличчі. Безпена та ефективність продукту ніколи не оцінювались у поєднанні з продуктами догляду за шкірою та масками, що не належать до GESKE. Ми рекомендуємо використовувати продукт тільки з продуктами GESKE. Використання інших продуктів на власний ризик.

У наступних випадках необхідна консультація з лікарем щодо того, чи підходить вам продукт:

Якщо у вас є захворювання серця, ви вагітні або у вас є дермальні філери чи ін'єкції. Безпека використання під час вагітності не встановлена.

Додаткова інформація щодо використання:

Застосовуйте лише легкий тиск під час використання мікроголкової насадки. Мікроголкова терапія може призвести до незначного набряку або синців. Ретельно зволожуйте шкіру після кожного сеансу. Уникайте фізичних навантажень, плавання та перебування на сонці протягом 24 годин після сеансу мікроголкової терапії. Якщо уникнути перебування на сонці неможливо, нанесіть сонцезахисний крем з високим SPF. Не наносіть макіяж протягом 24 годин. Уникайте використання продуктів з кислотами та ароматизаторами, а також фізичних скрабів та ексфоліантів під час і після сеансу мікроголкової терапії. Використання продуктів з активними інгредієнтами, такими як вітамін С або ретинол, може призвести до більш інтенсивного подразнення шкіри. Якщо це подразнення триває довгий час, зверніться за медичною допомогою. Дезінфікуйте голкову насадку після кожного використання спиртовим спреєм і дайте їй висохнути на повітрі. Не використовуйте продукт на подразненій або пошкодженій шкірі або відкритих ранах (після будь-яких травм), у випадку бактеріальних або вірусних інфекцій шкіри (як в зоні використання, так і в інших місцях). Не використовуйте продукт на невусах, родимках або інших (доброякісних) шкірних утвореннях. Цей продукт не призначений для лікування медичних станів або захворювань шкіри. Якщо у вас є медичні проблеми зі шкірою або захворювання, проконсультуйтеся з дерматологом перед використанням цього продукту. Не використовуйте продукт, якщо він: 1) незвично теплий, 2) механічно пошкоджений або деформований, 3) змінив колір. Якщо під час використання виникає біль або дискомфорт, припиніть використання та зверніться за медичною допомогою. Продукт може випромінювати інтенсивне світло, уникайте направлення його у відкриті очі або поблизу них. Область навколо очей дуже чутлива: будьте особливо обережні в цій області та уникайте будь-якого контакту продукту з повіками або самим оком. Використовуйте продукт тільки відповідно до рекомендацій вашої персоналізованої рутини. З мірувань гігієни ми рекомендуємо не ділитися продуктом з іншими людьми. Продукт призначений для косметичного використання на обличчі, шиї та зоні декольте. GESKE не несе відповідальності за шкідливі наслідки, що виникають внаслідок використання на інших частинах тіла або неправильного використання, підключення до невідповідних джерел живлення, забрудненої провідної рідини або кульок. Завжди переконауйтесь, що вилка і розетка повністю сухі перед зарядкою. В іншому випадку можуть виникнути електричні удари, коротке замикання або пожежа. Продукт не можна використовувати під час підключення до мережі.

Попередження

Ризик травмування при неправильному використанні! Використовуйте продукт тільки так, як описано в короткому посібнику користувача та відеоінструкціях.

Ризик травмування через пожежу/займання! Не гасіть продукт водою. Не кидайте продукт у вогонь. Ризик травмування через дефектні батареї! Неправильне поводження з батареями може спричинити неконтрольовану екзотермічну реакцію. У такому випадку негайно та належним чином утилізуйте весь продукт. Ризик травмування дітей! Тримайте продукт поза досяжністю дітей. Ризик травмування через електричний удар! Рідина може пошкодити зарядний ланцюг і загрозувати вашому здоров'ю. Від'єднуйте продукт від зарядного кабелю/мережі під час очищення. Ризик пошкодження через магнітні поля!

Магнітні поля можуть впливати на механічні та електронні компоненти, такі як кардіостимулятори. Не використовуйте продукт безпосередньо над кардіостимулятором. Зверніться до свого лікаря за додатковою інформацією. Не розташовуйте карти з магнітними стрічками (наприклад, кредитні карти) поблизу продукту, оскільки магніти продукту можуть їх пошкодити.

Ризик пошкодження через зміну температури навколишнього середовища! Зміна температури навколишнього середовища (наприклад, після транспортування) може призвести до утворення конденсату. У такому випадку не використовуйте продукт, доки він не адаптується до нової температури. Ніколи не піддавайте продукт прямому сонячному світлу, екстремальному нагріванню або киплячій воді. Безпечно використання при температурі навколишнього середовища до 50 °C/122 °F. Ризик пошкодження через надто довгу зарядку! Від'єднуйте зарядний кабель від мережі після кожного процесу зарядки. Безпечна зарядка при температурі навколишнього середовища до 45 °C/113 °F.



Інформація про утилізацію пристрою та WEEE. Цей електричний пристрій був вперше випущений після 13 серпня 2005 року. Відповідно до Європейської директиви WEEE та національних нормативних актів, електричні прилади та електронні компоненти, що входять у цей комплект поставки, не можуть утилізуватися разом із побутовими відходами. Після завершення терміну служби продукту його необхідно утилізувати в муніципальному пункті збору для забезпечення екологічно безпечної утилізації.

Примітки щодо батарей/акумуляторів У контексті розповсюдження батарей та акумуляторів, відповідно до європейських нормативних актів, ми зобов'язані повідомити вас, споживача, про наступне: Ви зобов'язані повернути батареї та акумулятори після використання. Після використання ви можете повернути їх нам, здати в муніципальний пункт збору або доставити до місцевого дилера безкоштовно. Батареї та акумулятори маркуються наступним чином:

Ці символи означають, що батареї та акумулятори не можна утилізувати через побутові відходи. Батареї та акумулятори, що містять шкідливі речовини, позначаються одним із цих символів. Символ складається з перекресленого контейнера на колесах і хімічного символу важкого металу, який є основним забруднювачем. Детальні ці символи означають: Pb = батарея містить свинець, Cd = батарея містить кадмій, Hg = батарея містить ртуть.



Примітки щодо літєвих батарей/акумуляторів Ви можете розпізнати літєві батареї та літєві акумулятори за хімічним символом „Li“. Крім наданої вище інформації, ми також хочемо зазначити наступне: Під час утилізації літєвих батарей або акумуляторів, будь то шляхом повернення їх нам, здавання до муніципального пункту збору або передачі місцевим продавцям або державним компаніям з утилізації відходів, переконайтеся, що вони повністю розряджені. Також просимо вас заклеїти контактні поверхні на батареї, позначені „+“ і „~“, скотчем, щоб уникнути ризику займання.

CE GESKE Beauty Tech GmbH, Leipziger Platz 18, 10117 Berlin цим заявляє, що всі електронні пристрої відповідають відповідним умовам застосовних європейських директив 2014/30/EU та 2011/65/EU.

Обмеження відповідальності

GESKE Beauty Tech GmbH та/або їхні роздрібні продавці несуть відповідальність за шкоду, завдану навмисними або грубо недбалими діями GESKE Beauty Tech GmbH, представника або агента відповідно до законодавчих директив. За винятком випадків шкоди життю, здоров'ю або порушення істотних договірних зобов'язань (кардинальних обов'язнів), GESKE Beauty Tech GmbH та/або їхні роздрібні продавці несуть відповідальність тільки за шкоду, яка виникла через навмисні або грубо недбалі дії. Це також стосується непрямої шкоди, зокрема втраченого прибутку. Крім того, відповідальність перед споживачами через припущену гарантію, за винятком випадків навмисних або грубо недбалих дій, або у випадках шкоди життю, здоров'ю та порушення істотних договірних зобов'язань (кардинальних обов'язнів), обмежується типовими, передбачуваними збитками на момент укладення договору, а також розміром середньої шкоди, типової для цього договору. Це також стосується непрямої шкоди, типової для цього договору. Це також стосується непрямої шкоди, зокрема втраченої вигоди. Щодо компаній, за винятком випадків шкоди життю, здоров'ю та здоров'ю або навмисних чи грубо недбалих дій GESKE Beauty Tech GmbH та/або їхніх роздрібних продавців, відповідальність обмежується типовими, передбачуваними збитками на момент укладення договору, а також розміром середньої шкоди, типової для цього договору. Це також стосується непрямої шкоди, зокрема втраченої вигоди. Відповідальність за шкоду, спричинену: недотриманням цього посібника/Неправильним використанням/Незаконними змінами/Технічними модифікаціями/Використанням несанкціонованих запасних частин/Використанням несанкціонованих аксесуарів не приймається. Претензії щодо відповідальності відповідно до німецького законодавства про відповідальність за продукцію залишаються в силі.

КОНТАКТИ: 0800201520
info@froomo.com

**Обирайте
разом з Froomo**

